



Guide d'utilisation de MyLink™

MODÈLE OTU5000

Collecte des données du générateur de champs électriques avec MyLink



Sommaire

1. À propos de MyLink – Description du dispositif	3
Destination.....	3
Utilisateurs auxquels le dispositif est destiné et environnement d’utilisation	3
Contre-indications, mises en garde, précautions et remarques.....	3
MISES EN GARDE	3
PRÉCAUTIONS	3
REMARQUES	3
2. Principes de fonctionnement.....	3
3. Aperçu de MyLink	4
4. Glossaire des symboles	6
5. Information générale	8
6. Instructions	8
7. Conditions environnementales	12
Conditions de fonctionnement	12
Intégrité des données	12
Stockage	12
Transport.....	12
Nettoyage.....	12
8. Vie utile prévue du produit	12
9. Mise au rebut	12
10. Conseils de dépannage de MyLink™	13
11. Assistance et information	16
12. Annexe A – Normes applicables	16
13. Annexe B – Spécifications électriques et spécifications du réseau cellulaire	16
14. Annexe C – Émission de rayonnement et compatibilité électromagnétique	17

Ce manuel est destiné aux patients qui reçoivent une thérapie par champs de traitement de la tumeur au moyen du générateur de champs électriques suivant :

- Dispositif Optune (TFH9100)

Remarque : La couleur de la face avant de votre dispositif peut être différente de celle représentée sur le schéma.

1. À propos de MyLink – Description du dispositif

Destination

MyLink permet au patient de téléverser les fichiers journaux du générateur de champs électriques vers un serveur Novocure sécurisé à distance depuis le confort de son domicile.

Utilisateurs auxquels le dispositif est destiné et environnement d'utilisation

Le dispositif est prévu pour être utilisé par le patient adulte ou ses soignants dans le cadre de soins de santé à domicile.

Contre-indications, mises en garde, précautions et remarques

MISES EN GARDE

Mise en garde!— Toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un personnel qualifié et formé. Toute tentative d'ouverture ou d'entretien de votre MyLink peut entraîner une décharge électrique en cas de contact avec les parties internes de l'appareil. Cela pourrait aussi endommager l'unité.

Mise en garde!— Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.

PRÉCAUTIONS

Attention — MyLink doit uniquement être utilisé avec les générateurs de champs électriques répertoriés en page 2.

REMARQUES

Remarque — Votre MyLink utilise un réseau cellulaire pour son fonctionnement. Si vous tentez de l'utiliser dans un environnement sans réception cellulaire, l'unité ne fonctionnera pas correctement.

2. Principes de fonctionnement

MyLink est une unité technique autonome qui permet le téléversement simple des données du générateur de champs électriques vers un serveur Novocure sécurisé à distance depuis le confort du domicile du patient. Les données téléversées contiennent uniquement de l'information sur l'utilisation du dispositif et d'éventuelles erreurs. Elles ne contiennent pas de données permettant d'identifier le patient

MyLink se branche sur le générateur de champs électriques pour téléverser les fichiers journaux de données vers une mémoire interne, puis il transfère les données téléchargées vers le serveur Novocure sécurisé à distance en utilisant le réseau cellulaire. L'intégrité des données est préservée en permanence, même lorsque le téléversement de données s'interrompt, perd le signal ou ne peut être achevé.

Le temps de téléchargement devrait prendre 1 à 3 minutes alors que le temps de téléversement vers le serveur prend jusqu'à 15 minutes avec une bonne connexion. Le mode de téléchargement des données doit être terminé avant que le mode de téléversement vers le serveur puisse démarrer. La séparation entre les deux modes est effectuée en déconnectant le câble de données du générateur de champs électriques.

3. Aperçu de MyLink

MyLink est composé d'un boîtier intégrant un modem cellulaire et un logiciel personnalisé, un câble qui connecte l'unité au générateur de champs électriques et un câble d'alimentation. Il est alimenté par le secteur et comporte une batterie de secours interne



MyLink (avant)



Générateur de champs électriques

















MyLink (arrière)










 Voyant Marche/arrêt

-  **Voyant de téléchargement**
-  **Voyant de téléversement au serveur**

4. Glossaire des symboles

	Suivre la notice d'utilisation
	Information sur le fabricant : Novocure GmbH
	Numéro de modèle
	Référence catalogue
	Numéro de série
	Date de fabrication
	Attention – Consulter la notice d'utilisation pour l'information de sécurité importante
	WEEE; Déchets d'équipements électriques et électroniques; contacter l'assistance technique pour coordonner la mise au rebut
	Protéger de la chaleur et des sources radioactives L'unité MyLink devrait être tenue à l'abri d'une chaleur extrême et de sources de rayonnement
IP22	Indice de protection : empêche les personnes d'accéder aux parties dangereuses avec les doigts. Protège l'équipement à l'intérieur du boîtier contre la pénétration de corps étrangers solides de 12,5 mm de diamètre ou plus. Protège l'équipement à l'intérieur du boîtier contre la pénétration de gouttes d'eau tombant à la verticale lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°.
	Ne pas mouiller le dispositif
	Uniquement destiné à un usage intérieur
	Équipement électrique de classe II
	Ne pas exposer à des températures inférieures à -5 °C ou supérieures à 40 °C
	Ne pas exposer à un taux d'humidité inférieur à 15 % ou supérieur à 93 %

	Marque MET pour la sécurité électrique délivrée par un laboratoire accrédité
	Fragile – Manipuler avec précaution
	Industrie Canada
	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF)
	Voyant Marche/arrêt
	Voyant de téléchargement
	Voyant de téléversement au serveur

5. Information générale

Vous devez télécharger vos données d'utilisation depuis votre générateur de champs électriques vers l'unité MyLink chaque mois et lorsque vous avez besoin d'une assistance technique.


6. Instructions




1. Branchez le câble d'alimentation sur l'arrière de l'unité MyLink et raccordez l'unité à une prise murale.




2. Repérez l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté arrière de l'unité MyLink. Mettez l'interrupteur sur « I » pour allumer MyLink.

Résultat : le voyant  en haut de votre unité MyLink clignote en vert, indiquant que MyLink effectue un autocontrôle. **Attendez que le voyant arrête de clignoter et « passe au vert fixe ».**



3. Arrêtez le traitement TTFIELDS en appuyant sur le bouton TTFIELDS de votre générateur de champs électriques, et débranchez le câble de connexion de votre générateur de champs électriques.



4. Ouvrez le couvercle de votre MyLink. Libérez suffisamment de câble pour la connexion au générateur de champs électriques.



- Connectez votre unité MyLink au port de connexion du générateur de champs électriques.

Remarque : pour garantir une connexion correcte, alignez la flèche sur le câble de l'unité MyLink avec la flèche sur la prise sur le panneau avant du générateur de champs électriques.

MyLink Générateur de champs électriques



- Assurez-vous que votre générateur de champs électriques est allumé.


Le voyant POWER (ALIMENTATION) situé à l'avant du générateur de champs électriques s'allume en vert.




Si une batterie est installée et que le bloc d'alimentation enfichable n'est pas utilisé, le voyant « BATTERY » (BATTERIE) s'allume aussi en vert.

- Téléchargez les données d'utilisation depuis votre générateur de champs électriques.




Résultat : le voyant  en haut de votre unité MyLink clignote en vert. Ce voyant signifie que l'unité MyLink télécharge vos données d'utilisation depuis le générateur de champs électriques.

Important : après quelques minutes, le voyant  arrête de clignoter et passe au vert fixe, indiquant que le processus de téléchargement est terminé. Votre unité MyLink émettra des bips pour indiquer la fin du processus de téléchargement. Les bips continueront jusqu'à ce que vous déconnectiez le câble MyLink de votre générateur de champs électriques (voir l'étape suivante).



Important : MyLink émettra des bips à la fois pour la réussite et pour l'échec de la collecte des données. Ce signal de notification sonore

vous indique de déconnecter l'unité MyLink et de réactiver le traitement, même si la collecte des données a échoué.

En cas d'échec du téléchargement, le voyant  de votre unité MyLink deviendra rouge. Pour plus d'information, consultez la section sur les conseils de dépannage de MyLink dans ce manuel.

8. Déconnectez le câble de l'unité MyLink du générateur de champs électriques.



Résultat : le signal de notification sonore de l'unité MyLink s'arrêtera.

9. Éteignez le générateur de champs électriques en mettant l'interrupteur d'alimentation sur « O ». Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant POWER (ALIMENTATION) s'éteigne puis mettez à nouveau l'interrupteur d'alimentation sur « I » sur le générateur de champs électriques.




10. Branchez le câble de connexion du générateur de champs électriques au dispositif et appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT de la thérapie TFields pour reprendre le traitement TFields.

Résultat : les voyants bleus entourant le bouton MARCHÉ/ARRÊT TFields s'allument et restent allumés pendant toute la durée du traitement.

11. Téléversez automatiquement les données d'utilisation de MyLink au serveur sécurisé à distance.



Lorsque  commence à clignoter en vert, l'unité MyLink téléverse vos données de traitement directement au serveur sécurisé à distance.

Attendez environ 15 minutes que le processus de téléversement au serveur se termine.



12. Quand les 3 voyants MyLink arrêtent de clignoter et passent au vert fixe, le téléversement au serveur a réussi.

Les données sont maintenant disponibles pour votre représentant Novocure.



MyLink

13. Éteignez votre unité MyLink en utilisant l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière.

Remarque : l'unité peut mettre jusqu'à 10 secondes pour s'éteindre.

7. Conditions environnementales

Conditions de fonctionnement

Essentiellement destiné à une utilisation à domicile.

Uniquement destiné à un usage intérieur.

Intégrité des données

L'intégrité et la disponibilité des données d'utilisation sont garanties :

- les données d'utilisation restent dans le générateur de champs électriques jusqu'à ce que MyLink « confirme » que toutes les données ont été reçues intactes (téléchargement réussi) et
- les données d'utilisation restent dans votre unité MyLink jusqu'à ce que le serveur sécurisé à distance « confirme » que toutes les données ont été reçues intactes (téléversement au serveur réussi).

Stockage

L'unité MyLink doit être placée dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes.

Transport

Voyager avec MyLink

Le transport (aérien/terrestre) de MyLink devrait être possible, mais il convient de respecter les conditions de protection contre les intempéries spécifiées ci-dessous :

- Plage de température : -5 °C à +40 °C
- Pas d'exposition directe à l'eau.

Nettoyage

Nettoyage : tous les composants externes peuvent être nettoyés de façon périodique à l'aide d'un chiffon humide, afin d'en retirer la poussière et les salissures. Évitez d'utiliser des détergents ou des savons.

8. Vie utile prévue du produit

La vie utile prévue de l'unité MyLink est de 5 ans.


9. Mise au rebut

Veuillez contacter le spécialiste de l'assistance technique pour une mise au rebut correcte. Ne jetez pas le dispositif avec les ordures ménagères.


10. Conseils de dépannage de MyLink™

Suivez les instructions fournies si votre MyLink présente les situations suivantes :



Le voyant Marche/Arrêt () est ÉTEINT

1. Vérifiez que le câble d'alimentation de votre unité MyLink est branché dans le port CA et à une source d'alimentation standard (prise murale).
2. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de votre unité MyLink est en position « I ». Si ce n'est pas le cas, mettez l'interrupteur d'alimentation sur « I ».
3. Si le voyant  est toujours ÉTEINT, veuillez contacter le spécialiste du support technique pour obtenir de l'aide. Les coordonnées de nCompass se trouvent à la section 11 ou à la dernière page de ce manuel.

Le voyant Marche/Arrêt () est ROUGE

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation de votre unité MyLink sur « O ».
2. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.
3. Puis, allumez à nouveau votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « I »).
4. Si le voyant  est toujours ROUGE, veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.

Le voyant de téléchargement () NE S'ALLUME PAS








1. Assurez-vous que le voyant  sur votre unité MyLink est vert.
2. Vérifiez que votre générateur de champs électriques est connecté à votre unité MyLink et que la flèche sur le câble de l'unité MyLink est alignée avec la flèche sur la prise sur le panneau avant du générateur de champs électriques.
3. Assurez-vous que votre générateur de champs électriques est allumé. Si ce n'est pas le cas, mettez l'interrupteur d'alimentation du dispositif sur « I ».
4. Si le voyant  est toujours ÉTEINT, veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.

Le voyant de téléchargement () est ROUGE






Cela indique que le téléversement des données de votre générateur de champs électriques à votre unité MyLink n'a pas réussi.

PARTIE A : libérez de l'espace de stockage sur votre unité MyLink pour le téléversement des données :

1. Déconnectez le câble de votre unité MyLink du générateur de champs électriques.




2. Éteignez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « O »). Les voyants peuvent mettre quelques secondes pour s'éteindre.
3. Allumez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « I »).
4. Attendez que le voyant  passe au vert fixe.
5. Attendez environ 20 secondes puis vérifiez si le voyant  commence à clignoter en vert. S'il reste éteint, continuez avec la **PARTIE B**.
6. Attendez que le voyant  passe au vert fixe.
7. Éteignez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « O »). Les voyants peuvent mettre quelques secondes pour s'éteindre.
8. Allumez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « I »).
9. Attendez que le voyant  passe au vert fixe.
10. Connectez le câble de votre unité MyLink au générateur de champs électriques.
11. Allumez votre générateur de champs électriques.
12. Vérifiez que le voyant  clignote en vert.
13. Attendez quelques minutes que le voyant passe au vert fixe.
14. **REMARQUE** : si le voyant  passe au vert fixe, le problème est résolu. Si le problème persiste (le voyant  reste rouge), veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.

PARTIE B : s'il y a assez d'espace de stockage sur votre unité MyLink :

1. Assurez-vous que le voyant  de votre unité MyLink est vert fixe.
2. Vérifiez que le câble de l'unité MyLink est correctement connecté au générateur de champs électriques.
3. Éteignez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « O »). Les voyants peuvent mettre quelques secondes pour s'éteindre.
4. Éteignez votre générateur de champs électriques (interrupteur d'alimentation en position « O »).
5. Allumez à nouveau votre générateur de champs électriques (interrupteur d'alimentation en position « I »).
6. Puis, allumez à nouveau votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « I »).
7. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant  passe au vert fixe.
8. Assurez-vous que le voyant  clignote en vert et attendez quelques minutes pendant que votre unité MyLink télécharge les données.
9. Vous saurez que le téléchargement des données vers votre unité MyLink a réussi quand :
 - a. Le voyant  arrête de clignoter et passe au vert fixe.
 - b. Votre unité MyLink émet des bips.
10. Si le voyant  reste rouge à l'une des étapes ci-dessus, veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.




Le voyant de téléversement au serveur () NE S'ALLUME PAS


Cela indique que vos données n'ont pas pu être transférées depuis votre unité MyLink vers le serveur sécurisé à distance.




1. Assurez-vous que les voyants  et  sont allumés en vert fixe.
2. Vérifiez que votre unité MyLink est déconnectée de votre générateur de champs électriques.
3. Si le voyant  reste ÉTEINT, veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.


Le voyant de téléversement au serveur () est ROUGE

Cela indique que vos données n'ont pas été transférées avec succès de votre unité MyLink vers le serveur sécurisé à distance.

1. Assurez-vous que votre unité MyLink capte la réception cellulaire (p. ex. vous n'êtes pas dans un sous-sol).
2. Vérifiez que le câble de votre unité MyLink est déconnecté de votre générateur de champs électriques.
3. Éteignez votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « O »). Les voyants peuvent mettre quelques secondes pour s'éteindre.
4. Allumez à nouveau votre unité MyLink (interrupteur d'alimentation en position « I »).
5. Attendez environ 20 secondes et vérifiez l'état du voyant :
 - a.  – vert fixe
 - b.  – vert fixe ou éteint
 - c.  – vert clignotant

REMARQUE : si les données ont déjà été téléversées à votre unité MyLink, le voyant  sera éteint.

6. Assurez-vous que le voyant  clignote en vert et attendez que le téléversement des données au serveur se termine.
7. Vous saurez que le téléversement des données au serveur sécurisé à distance a réussi lorsque le voyant  arrêtera de clignoter et passera au vert fixe.
8. Si le voyant  reste rouge à l'une des étapes ci-dessus, veuillez contacter nCompass pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : MyLink essaiera de téléverser les données au serveur pendant 15 minutes. Vous saurez que le téléversement des données au serveur a échoué si le voyant  passe au rouge fixe.

11. Assistance et information

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute demande d'assistance technique, contactez Novocure par téléphone au 1 866 320.2006 ou par courriel à email support@novocure.com.

12. Annexe A – Normes applicables

L'unité MyLink est conforme à UL/CSA-C22.2 n° 62368-1:2014 Matériel audio/vidéo, information et communication - Partie 1 : Exigences de sécurité

Certification IC d'Industrie Canada

MyLink contient un équipement certifié sous ISDE : 2417C-MC7304

13. Annexe B – Spécifications électriques et spécifications du réseau cellulaire

MyLink est considéré comme un équipement de classe II selon la norme UL/CSA-C22.2 No. 62368-1. Il est connecté à une prise de courant standard et utilise le réseau cellulaire.

Caractéristiques électriques

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A

7,2 V CC, 3350 mAh venant de la batterie rechargeable interne.

14. Annexe C – Émission de rayonnement et compatibilité électromagnétique

MyLink est destiné à être utilisé dans un environnement de soins à domicile (tels que domiciles [résidences, maisons, maisons de soins infirmiers], hôtels, auberges et pensions).

Mise en garde : l'utilisation de cet appareil à proximité d'autres appareils ou posé dessus doit être évitée car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et les autres appareils doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement.

Mise en garde : l'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet appareil et causer un fonctionnement incorrect.

Mise en garde : les équipements de communication RF portables et mobiles (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de MyLink, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter une dégradation des performances de cet appareil.

MyLink doit faire l'objet de précautions particulières en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être installé et mis en service conformément à l'information relative à la CEM figurant ci-dessous.

Tableau 1 – Conseils et déclaration du FABRICANT – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES – pour tous les APPAREILS et SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	MyLink n'utilise de l'énergie RF que pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne devraient pas provoquer d'interférences avec les équipements électroniques environnants.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	MyLink peut être utilisé dans tous les types d'établissement, y compris les habitations et les établissements directement reliés au réseau d'alimentation public basse tension qui alimente les bâtiments destinés à accueillir des habitations.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension/papillotement IEC 61000-3-3	Conforme	

Tableau 2 – Conseils et déclaration du FABRICANT – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE – pour tous les APPAREILS et SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX

Test d'immunité	Niveau selon IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Décharge électrostatique (DES), IEC 61000-4-2	Contact 8 kV Air 15 kV	Contact 8 kV Air 15 kV	Le revêtement de sol doit être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si le revêtement est synthétique, le taux d'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides en salves, IEC 61000-4-4	2 kV pour les lignes d'alimentation 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie	2 kV pour les lignes d'alimentation	La qualité de l'alimentation secteur doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type
Surtension, IEC 61000-4-5	1 kV ligne vers ligne 2 kV ligne vers terre	1 kV ligne vers ligne 2 kV ligne vers terre	La qualité de l'alimentation secteur doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Creux de tension et interruptions au niveau des lignes d'entrée de l'alimentation IEC 61000-4-11	0 % U_T pour 0,5 cycle 0 % U_T pour 1 cycle 70 % U_T pour 25/30 cycles 0 % U_T pour 250/300 cycles	0 % U_T pour 0,5 cycle 0 % U_T pour 1 cycle 70 % U_T pour 25/30 cycles 0 % U_T pour 250/300 cycles	La qualité de l'alimentation secteur doit être équivalente à celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de l'appareil nécessite un fonctionnement continu pendant les interruptions de l'alimentation électrique, il est recommandé d'alimenter l'appareil avec une source d'alimentation sans coupure ou une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau, IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux propres à un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.
REMARQUE : U_T représente la tension d'alimentation CA avant application du niveau de test.			

Tableau 3 – Conseils et déclaration du FABRICANT – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE – pour les APPAREILS et SYSTÈMES ÉLECTROMÉDICAUX POUR LES ENVIRONNEMENTS DE SOINS À DOMICILE

Test d'immunité	Niveau selon IEC 60601	Niveau de conformité
IEC 61000-4-6 RF conduites	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz 6 Vrms dans les bandes ISM (6,765 MHz à 6,795 MHz; 13,553 MHz à 13,567 MHz; 26,957 MHz à 27,283 MHz; et 40,66 MHz à 40,70 MHz) et les bandes amateurs (1,8 MHz à 2,0 MHz, 3,5 MHz à 4,0 MHz, 5,3 MHz à 5,4 MHz, 7 MHz à 7,3 MHz, 10,1 MHz à 10,15 MHz, 14 MHz à 14,2 MHz, 18,07 MHz à 18,17 MHz, 21,0 MHz à 21,4 MHz, 24,89 MHz à 24,99 MHz, 28,0 MHz à 29,7 MHz et 50,0 MHz à 54,0 MHz)	[V] = 3 Vrms [V] = 6 Vrms
IEC 61000-4-3 RF rayonnées	10 V/m 80 MHz à 2,7 GHz	[E] = 10 V/m
Champs de proximité des équipements de communications sans fil RF	385 MHz	27 V/m
	450 MHz	28 V/m
	710 MHz	9 V/m
	745 MHz	
	780 MHz	
	810 MHz	28 V/m
	870 MHz	
	930 MHz	
	1720 MHz	28 V/m
	1845 MHz	
	1970 MHz	
	2450 MHz	28 V/m
	5240 MHz	9 V/m
	5500 MHz	
5785 MHz		



Novocure GmbH, Business Village D4,
Park 6/Platz 10
6039 Root, Switzerland



©2022 Novocure. Tous droits réservés. nCompass, MyLink et Novocure sont des marques de commerce de Novocure.